

پاس باند

ممافا
باند کپی

۹
پانسمان
شما
به هنگام
استحمام



Tajhiz Teb
Fanavaran
Medical devices Company

تجهیز طب فن آوران

بر اساس آمارگیری میدانی از مخاطبین یا کاربران بالقوه و بالفعل نسبت به اندازه‌های کاور، سایزهای ذیل در دسترس کسانی که دست و یا پای آنها به علت شکستگی و یا از کار انداختن، گچ گرفته شده یا بعد از انجام اعمال جراحی که بخیه زده شده و تا مدت زیادی نباید در محیط مرطوب قرار گیرد و در پایان بعث سوختگی پانسمان شده و هفته‌ها تا زمان ترمیم، پوست باید خشک بماند، طراحی تولید شده است.

انواع سایز و مدل های پاس باند	
بزرگسال	
کاور دست	کاور پا
سایز کوتاه مچی	سایز متوسط تا زانو
سایز متوسط تا آرنج	سایز بلند تا بالای ران
سایز بلند تا کتف	
اطفال	
کاور دست	کاور پا
سایز کوتاه تا آرنج	سایز بلند تا بالای ران

نشانی: خیابان طالقانی غربی، خیابان فریمان
کوچه آفتاب، شماره ۲، طبقه همکف، تهران ۱۴۱۶۸۷۳۱۴۵

Email: INFO@TEBTADJHIZ.COM



سایز: کوتاه مچی
طول: ۲۹ سانتیمتر



سایز: متوسط تا آرنج
طول: ۵۶ سانتیمتر



سایز: متوسط تا آرنج
طول: ۴۶ سانتیمتر

قطعات تشکیل دهنده پاس باند عبارتند از:

۱ - **دیافراگم**: که نقش بسیار تعیین کننده‌ای در کاور را بخود اختصاص می‌دهد، بطوریکه ضمن داشتن انعطاف، ترمی و حالت ارتجاعی با وارد نمودن فشار مناسب، و با جابه‌جایی معکوس جهت ورود، کاملاً آبنبندی شده و مانع نفوذ آب بداخل کاور شده (هدف اصلی) و از طرف دیگر باعث آزار و یا ایجاد حساسیت در پوست نمی‌شود.

۲ - **کیسه‌ی پوشاننده دست یا پا**

۳ - **حلقه نگهدارنده**: این حلقه بشکلی طراحی شده است که در مقابل فشار کششی وارده بر اثر گذر دست یا پا از حفره میانی دیافراگم که نسبتاً تنگ می‌باشد، فشار زیادی را به بخشهای جانبی یا محیطی وارد می‌کند. در این زمان حلقه نگهدارنده با طراحی خاص نیروهای وارده را در خود حلقه حفظ کرده و اجازه نمی‌دهد که دیافراگم از حلقه جدا شود. از طرف دیگر کیسه نگهدارنده با فشارهای بسیار بالا که در آزمایشگاه به آن وارد شده از حلقه نیز جدا نمی‌گردد. بعبارت دیگر حلقه نگهدارنده تاب تحمل دو نیروی مختلف الجهد را در آن واحد دارد.

چنانچه بیماران از روشهای سنتی و سلیقه‌ای مانند استفاده از کیسه‌های نایلونی و غیره استفاده می‌کنند احتمال نفوذ آب در گچ و یا پانسمان‌های بعد از جراحی و یا سوختگی وجود دارد که موجب خارش و اذیت پوست آنها خواهد شد. تا جایی که بیمار جهت رفع مشکل، متوسل به استفاده از اشیاء تیز مانند سیخ و غیره می‌گردد، با استفاده از این قبیل ابزار، پوست دست یا پا، خراشیده و زخم می‌شود. بالطبع بعلت نرسیدن هوای کافی به آن قسمت پوست، زخم، شدیداً مستعد به عفونت شده و به دنبال آن بیمار را دچار مشکلات بیشتر می‌کند به طوریکه در مرحله اول ناچاراً باند گچی را باز کرده تا به زخم هوا برسد، در نتیجه، عمل فوق احتمال کاهش

بهبودی را به همراه خواهد داشت. چون هنوز طول درمان تجویز شده از جانب پزشک ارتوید به پایان نرسیده است - پس باید دوباره گچ‌گیری شود و یا پانسمان تجدید شود.

گهگاه خارش پوست در زیر گچ یا پانسمان اختلال جدی در امور جاری زندگی وی خواهد داشت.

پاس باند علاوه بر رفع کلیه مشکلات به بیمار نه تنها اجازه حمام کردن بلکه شنا کردن (البته با احتیاط بسیار) را می‌دهد. با توجه به کیفیت عالی **پاس باند** قابلیت استفاده مجدد در طول زمان درمان بیش‌بیشی شده است.

برای بیمار بسیار ایمن، راحت و اجرایی بوده و از طرف دیگر با قیمتی مناسب عرضه می‌شود.

سایز: بلند تا کتف
طول: ۹۹ سانتیمتر

سایز: متوسط تا زانو
طول: ۵۶ سانتیمتر

